



PRESSE INGLOBATRICI AUTOMATICHE



Compupress

La COMPUPRES è caratterizzata da un ciclo di inglobamento completamente automatico governato da apposita centralina elettronica con microprocessore PLC e controllo su display LCD touch screen. Unità di inglobamento intercambiabile da diam. 25 a diam. 50 mm; all'inserimento dell'unità di inglobamento automaticamente la macchina riconosce il diametro del provino e si riconfigura secondo il ciclo preimpostato. Possibilità di preparare due campioni simultaneamente, mediante un apposito distanziale per stampaggio del doppio provino. Forza di lavoro, fornita da centralina elettroidraulica, regolabile da 0 a 50 kN, che consente una pressione regolabile nel cilindro di inglobamento da 0 a 100 Mpa. Controllo dei parametri di lavoro mediante microprocessore PLC con impostazione e visualizzazione mediante schermo LCD touch screen.

Software di gestione della macchina con database composto da metodiche di inglobamento standard preimpostate e da metodiche a scelta dell'utente per varie tipologie di materiali e/o resine (max 100 programmi totali). Possibilità di variazione dei parametri di lavoro in tempo reale durante il ciclo di lavoro. Macchina disponibile con una o due unità di inglobamento. Conformità alle norme CE.





PRESSE INGLOBATRICI AUTOMATICHE



Compupress doppia testa



CARATTERISTICHE TECNICHE	COMPUPRES	COMPUPRES doppia testa
Diametro Inglobamento (mm)	25 ÷ 50	
Temperatura max inglobamento (°C)	200	
Tempo max inglobamento (min)	99	
Pressione (bar)	100	
Potenza (kW)	1,5	2,5
Peso (kg)	70	90
Alimentazione	220V monofase	
Dimensioni (mm): L x P x H	530 x 605 x 525	780 x 605 x 525