



## LS Digital

Il modello LS Digital è caratterizzato dai comandi mediante pannello touch screen programmabile. Prerogative fondamentali sono l'estrema robustezza delle macchine, corpo in acciaio verniciato antiacido a forno e scolatoio in acciaio inox, grande potenza e silenziosità durante il lavoro grazie alla trasmissione mediante speciale motoriduttore. Sono disponibili con disco di lavoro d. 200 - 250 - 300mm, a velocità variabile.



| CARATTERISTICHE TECNICHE    | LS Digital 200  | LS Digital 250  | LS Digital 250  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Diametro Disco (mm)         | 200             | 250             | 300             |
| Velocità di rotazione (rpm) | 0 ÷ 300         |                 |                 |
| Potenza motore (W)          | 250             | 250             | 380             |
| Peso (kg)                   | 32              | 35              | 44              |
| Alimentazione               | 220V monofase   |                 |                 |
| Dimensioni (mm): L x P x H  | 460 x 580 x 300 | 460 x 580 x 300 | 520 x 630 x 380 |



## LS1 - LS2 - LS3 - LS400 - Twin

Prerogative fondamentali sono l'estrema robustezza delle macchine, corpo in acciaio verniciato antiacido a forno e scolatoio in acciaio inox, grande potenza e silenziosità durante il lavoro grazie alla trasmissione mediante speciale motoriduttore. Sono disponibili con disco di lavoro d. 200 - 250 - 300 - 400 - 600 mm, a velocità fissa o variabile, con disco singolo o doppio (twin).



| CARATTERISTICHE TECNICHE    | LS1           | LS2     | LS1/LS2 Twin   | LS250   | LS250 Twin | LS3V    | LS3V/LS3V Twin | LS400   |
|-----------------------------|---------------|---------|----------------|---------|------------|---------|----------------|---------|
| Diametro Disco (mm)         | 200           | 200     | 200            | 250     | 250        | 300     | 300            | 400     |
| Velocità di rotazione (rpm) | 300           | 0 ÷ 300 | 300<br>0 ÷ 300 | 0 ÷ 300 | 0 ÷ 300    | 0 ÷ 300 | 0 ÷ 300        | 0 ÷ 300 |
| Potenza motore (W)          | 180           | 250     | 180/250        | 250     | 250        | 380     | 380            | 380     |
| Peso (kg)                   | 31            | 32      | 62             | 38      | 75         | 44      | 83             | 60      |
| Alimentazione               | 220V monofase |         |                |         |            |         |                |         |
| Dimensioni (mm): L          | 370           |         | 730            | 370     | 730        | 460     | 900            | 600     |
| P                           | 500           |         | 500            | 500     | 500        | 630     | 630            | 675     |
| H                           | 300           |         | 300            | 300     | 300        | 380     | 380            | 400     |